

# AeroChamber\* Animal Health

## Zwierzęta również chorują na astmę i POChP



### AeroDawg

Canine Aerosol Chamber

Zastosowanie: przewlekłe zapalenie oskrzeli

Wskaźnik przepływu **Flow-Vu**\* daje pewność, że pies otrzymał wymaganą dawkę leku. Za pomocą tego wskaźnika **Flow-Vu**\* znajdującego się na komorze inhalacyjnej **AeroDawg**\* właściciel może liczyć liczbę oddechów psa i jest pewny, że maska jest szczelnie umiejscowiona na pysku psa. Oba czynniki są ważne, aby substancja w aerozolu dostała się głęboko do płuc psa.



### AeroKat

Feline Aerosol Chamber

Zastosowanie: Astma kotów

Jeśli komora inhalacyjna przeznaczona dla kotów **AeroKat**\* jest podłączona do inhalatora, Kot może normalnie oddychać i jednocześnie wdychać leki w aerozolu, co powoduje, że substancja przedostaje się głęboko do płuc.



### AeroHippus

Equine Aerosol Chamber

Zastosowanie: Choroby układu oddechowego

Komora inhalacyjna **AeroHippus**\* to praktyczna, przenośna komora nakładana na otwory nosowe konia. Po zaaplikowaniu aerozolu duże cząstki zostają w komorze oddzielone od inhalowanych małych cząstek i zawieszono do momentu, aż koń wykona wdech, zapewniając tym samym dostarczenie leku głęboko do płuc.



**NZTechno**

NZ Techno Sp. z o.o.  
ul. Berneńska 5a  
03-976 Warszawa

Tel.: +48 22 616 32 45  
office.pl@nztechno.com  
www.aerochamber.pl